

ディスポーザブル呼吸回路 Breathing System




成人用ディスポーザブル呼吸回路 各種ラインナップ

- コストパフォーマンス: お求めやすい価格で高機能を実現しました。
- 操作性: 吸気と呼気は色分けされており組み立てが容易です。
- ヒーター付回路にはスリーブが付いており、結露を軽減します。
- 自動給水チャンバは点滴筒付きのため給水確認が容易です。
- メインフローフィルタを標準装備(51003660は除く)。呼吸回路内の粉塵等を除去します。

NIV 汎用呼吸回路ヒーターワイヤ


P/N 51003707



構成品	● 加湿器接続チューブ ブルー35cm ● 吸気チューブ ヒーターワイヤ入り スリーブ付 ブルー 150cm ● メインフローフィルタ ● 圧ラインチューブ
入数	10セット
認証番号	223AFBZX00112000
JANコード	4582244692297
標準価格	¥25,000(税抜)

NIV 汎用呼吸回路ヒーターワイヤ PMC-300AF付


P/N 51003708



構成品	● 加湿器接続チューブ ブルー35cm ● 吸気チューブ ヒーターワイヤ入り スリーブ付 ブルー 150cm ● メインフローフィルタ ● 圧ラインチューブ ● 自動給水式加湿チャンバ PMC-300AF
入数	10セット
認証番号	223AFBZX00112000
JANコード	4582244692303
標準価格	¥38,000(税抜)

NIV 汎用呼吸回路


P/N 51003665



構成品	● 加湿器接続チューブ(スムースタイプ)60cm ● 吸気チューブ(スムースタイプ)150cm ウォータートラップ付 ● メインフローフィルタ ● ストレートアダプタ ● 圧ラインチューブ ● 温度ポート付コネクタ
入数	10セット
認証番号	223AFBZX00112000
JANコード	4582244692273
標準価格	¥28,000(税抜)

NIV 汎用呼吸回路 PMC-300AF 付


P/N 51003718



構成品	● 加湿器接続チューブ(スムースタイプ)60cm ● 吸気チューブ(スムースタイプ)150cm ウォータートラップ付 ● メインフローフィルタ ● 圧ラインチューブ ● 温度ポート付コネクタ ● 自動給水式加湿チャンバ(PMC-300AF)
入数	10セット
認証番号	223AFBZX00112000
JANコード	4582244692327
標準価格	¥41,000(税抜)

成人用呼吸回路 シングルヒート チャンバ付


P/N 50519700



構成品	<ul style="list-style-type: none"> ● 加湿器接続チューブ ブルー 45cm ● 吸気チューブ ヒーターワイヤ入り スリーブ付 ブルー 150cm ● Yピース ● エルボーコネクタ (22M/15F) ● 呼気チューブ クリア 150cm ウォータートラップ付 ● ホースクリップ ● メインフローフィルタ ● 回路ハンガー ● 自動給水式加湿チャンバ PMC-300AF
入数	10セット
認証番号	223AFBZX00112000
JANコード	4582244691603
標準価格	¥53,000(税抜)

成人用呼吸回路 デュアルウォータートラップ


P/N 51002583



構成品	<ul style="list-style-type: none"> ● 加湿器接続チューブ ブルー 45cm ● 吸気チューブ ブルー 150cm ウォータートラップ付 ● Yピース ● 呼気チューブ クリア 150cm ウォータートラップ付 ● ストレートアダプタ ● フレックスカテーテルマウント ● メインフローフィルタ ● 回路ハンガー
入数	10セット
承認番号	22000BZX01303000
JANコード	4582244691405
標準価格	¥38,000(税抜)

成人用呼吸回路 人工鼻用

P/N 51003660



構成品	<ul style="list-style-type: none"> ● 吸気チューブ ブルー 150cm ● Yピース ● エルボーコネクタ (22M/15F) ● 呼気チューブ クリア 150cm
入数	10セット
認証番号	223AFBZX00112000
JANコード	4582244691894
標準価格	¥12,000(税抜)

販売店

製造販売業者



パシフィックメディコ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-12
TEL: 03-3500-0816 FAX: 03-3862-9693
www.pacific-medico.com

