

ComfortAir

ハイフロー装置 コンフォートエア

- 国内開発
- 3インチ TFT 液晶の日本語表示
- 操作性に優れたダイヤル
- ブローア内蔵で使用環境を問わず使用可能

ComfortAir

ハイフロー装置 コンフォートエア

コンフォートエアは、加温加湿と送気制御システムを持った一体型の装置です。

標準構成品:

本体、エアフィルタ、電源コード、温度プローブ、吸気ヒーターワイヤ中継コード



製品仕様		品名	パーツナンバー	JANコード
流量	成人：10～60 L/min 小児：2～25L/min	コンフォートエア	CAHFT60A	4582244697247
温度	L: 31～33℃	温度プローブ	51115	4582244693423
	M: 34～35℃	吸気ヒーターワイヤ中継コード	51108	4582244692600
	H: 36～38℃	電源コード	YP13-YC13L-160810	4582244698053
モニタ	酸素濃度 21～95%	エアフィルタ	F679A17-0000	4582244698060
アラーム	フロー異常、呼吸回路 外れ/閉塞、 酸素濃度 上限/下限、酸素センサ異常、 加温加湿チャンバ異常、水位低下、 フロー異常、ヒータープレート異常、 ヒーターワイヤ異常、 温度プローブ異常、電源異常	オプション		
		セフティフロー(ピン方式)	310911	4582350175882
電氣的仕様	電圧 100V 消費電力 最大250VA	セフティフロー(シュレーダー方式)	310913	4582350175899
		エアチューブ	CN01-SP1	4582244684278
規格	ISO 8185、IP21	ヒーターワイヤ呼吸回路(PMC300AF付)	51003708	4582244692303
		ヒーターワイヤ呼吸回路	51003707	4582244692297
		PMC300AF(10入)	50109000	4582244690521
		ネーザルカニキュラ2号	NH22-PA	4582244692426
環境仕様	作動温度 18～28℃ 保管温度 -20～60℃ 作動相対湿度 30～70% 保管相対湿度 10～95%	ネーザルカニキュラ3号	NH23-PA	4582244692433
		ネーザルカニキュラ4号	NH24-PA	4582244692440
		汎用カート	101C	4582244693331
寸法	W199 × D312 × H185mm	コンフォートエア天板	500800	4582244698091
重量	2.2kg	共通スタンド	551000	4582244698114
保証	1年間	共通ウォーターバックボール	551500	4582244698121
認証番号	229AFBZX00073000			



温度プローブ

吸気ヒーターワイヤ
中継コード

エアフィルタ

セフティフロー(ピン方式)

エアチューブ



ヒーターワイヤ呼吸回路

PMC300AF

ネーザルカニキュラ

共通スタンド/コンフォートエア天板


パシフィックメディコ 株式会社
 〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-12
 TEL: 03-3500-0816 FAX: 03-3862-9693
www.pacific-medico.com
