

人工呼吸器 加温加湿システム



PMH7000PLUS

デュアル（出口/口元温度）サーボコントロール プラス 相対湿度モニター（オプション）

一歩進めた機能と操作性

- 1 侵襲(IPPV)非侵襲(NPPV)モードのオート設定に加え、簡単な手動設定
- 2 一体型の温湿度プローブ(特許出願)オプション
- 3 高流量対応のハイパワー
- 4 軽量設計(1.7kg)



製品仕様

入力電源	AC100V/115V/230V
入力周波数	50/60 Hz
ヒーター最大出力	150W
患者口元温度	設定温度 30.0~40.0°C(0.5°C刻み) 表示温度 10.0~45.0°C(0.1°C刻み)
チャンバ出口温度	設定温度 26.0~43.0°C(0.5°C刻み) 表示温度 10.0~55.0°C(0.1°C刻み)

アラーム	患者口元温度	高温異常: \geq 設定値+2°C又は $>$ 42°C 低温異常: \leq 設定値-4°C
	チャンバ出口温度	高温異常: \geq 設定値+4°C (20分以上継続) 又は $>$ +10°C 低温異常: \leq 設定値-4°C (20分以上継続) 又は $<$ -10°C
	チャンバ空焚き(オプション)	相対湿度による検出
	ヒータワイヤ/プローブ外れ、断線又は短絡、チャンバ外れ	

製造販売業者



パシフィックメディコ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-12
TEL: 03-3500-0816 FAX: 03-3862-9693
www.pacific-medico.com

製造業者



パシフィック電子株式会社

〒410-0012 静岡県沼津市岡一色650-6
TEL: 055-927-6861 FAX: 055-927-6862



02241012J-W