



P
MEDICO



加温加湿器

PMH7000PLUS

- デュアルサーボ (出口 / 口元温度) コントロール
- IPPV (侵襲) NPPV (非侵襲) モードの自動 / 手動設定
- IEC 60601- 1:2005 に適合した安全安心設計
- 軽量設計 (約 1.7kg)

製品仕様					
患者口元温度	設定温度: 30.0~40.0℃ (0.5℃刻み) 表示温度 10.0~45.0℃ (0.1℃刻み)				
チャンバ出口温度	設定温度: 26.0~43.0℃ (0.5℃刻み) 表示温度: 10.0~55.0℃ (0.1℃刻み)				
アラーム	患者口元温度 高温異常: \geq 設定値+2℃又は>42℃ 低温異常: \leq 設定値-4℃ チャンバ出口温度 高温異常: \geq 設定値+4℃ (20分以上継続)又は>+10℃ 低温異常: \leq 設定値-4℃ (20分以上継続)又は<-10℃ ヒータワイヤ/プローブ外れ、断線又は短絡、チャンバ外れ				
電源	AC100V 50/60Hz 2.5A				
消費電力	250VA				
ヒーター最大出力	150W				
寸法	140(幅)×145(高さ)×180(奥行)mm (加温加湿チャンバーを取り付けない状態)				
重量	約1.7kg				
品名	パーツナンバー	JANコード	認証番号	構成品	
加温加湿器 PMH7000PLUS	610020	4582244697032	220AABZX00151000	本体、温度プローブ、吸気ヒーターワイヤ中継コード、取扱説明書、添付文書	
オプション	パーツナンバー	JANコード	オプション	パーツナンバー	JANコード
PMH7000PLUS用温度プローブ	51103	4582244690408	ウォーターバックボール	550525	4582244691887
吸気ヒーターワイヤ中継コード	51108	4582244692600	チャンバ PMC-300F (40入)	50102800	4582244682694
吸気呼気ヒーターワイヤ中継コード	51109	4582244692617	チャンバ PMC-500F (20入)	50104500	4582244682786
ボールランプブラケット(太)	50003290	4582244693102	オートフィードチャンバPMC-300AF (10入)	50109000	4582244690521
ボールランプブラケット(細)	90990027	4582244689297			

- 外観、仕様改良のため予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。

製造販売業者



パシフィックメディコ 株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-12

TEL: 03-3500-0816 FAX: 03-3862-9693

www.pacific-medico.com



06010419J-W