



医療者測定用  
(PMP-100A)



自己測定用  
(PMP-100B)



- 小型・軽量
  - シンプル操作と画面表示
  - 自動ON/OFF
- 医療従事者用／自己測定用の2機種

- カラー表示
- 2方向の表示切換え
- 自動ON/OFF
- アラーム機能(測定値の点滅による)



## PulseOne PMP-100

39,800円(税抜)

[P/N] PDT-PMP100A / PDT-PMP100B  
[JAN] 4582244689365 / 4582244689372

## Fingertip Oximeter POD-3

22,000円(税抜)

[P/N] PDT-POD3  
[JAN] 4582244689433

| PulseOne PMP-100  | 仕様    | フィンガーチップOximeter POD-3  |
|---|-------|---|
| パルスオキシメトリ法  | 測定方式  | パルスオキシメトリ法  |
| [SpO <sub>2</sub> ] 0~99%    [脈拍数] 30~250回/分  | 測定範囲  | [SpO <sub>2</sub> ] 35~99%    [脈拍数] 30~240回/分                                 |
| [SpO <sub>2</sub> ] 70~99%: ±2digits, 60~69%: ±3digits<br>59%以下は規定せず<br>[脈拍数] ±2% 又は ±2回/分のうち大きい方 | 測定精度  | [SpO <sub>2</sub> ] 70~99%: ±2digits, 69%以下は規定せず<br>[脈拍数] ±2% 又は ±2回/分のうち大きい方 |
| 3V (CR2032 コイン型リチウム電池 x1)<br>連続使用時間: 約12時間  | 電源    | 3V (単4アルカリ電池×2)<br>連続使用時間: 約40時間  |
| 37(幅) × 25(高) × 55(奥行)mm / 約26g(電池含む)   | 寸法/重量 | 36(幅) × 33(高) × 66(奥行)mm / 約60g(電池含む)   |
| 221AHBZX00003000  | 認証番号  | 223AFBZX00099000  |
| 本体、ストラップ、コイン型リチウム電池<br>収納ポーチ、取扱説明書、医療機器添付文書   | 構成    | 本体、ネックストラップ、単4アルカリ電池 x2<br>取扱説明書、医療機器添付文書                                     |

製造販売業者



パシフィックメディコ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-12  
TEL: 03-3500-0816 FAX: 03-3862-9693  
[www.pacific-medico.com](http://www.pacific-medico.com)