

# PulseOne III

## PMP-125



49,800円(税抜)

[P/N] PDT-PMP125 [JAN] 4582244689426

### カラー有機EL画面

視認性に優れたカラー液晶画面

### オプションプローブ

小児用と成人用、4種類の外部プローブに対応

### 自動ON/OFF

指の抜き差しで自動に電源のON/OFF

### アラーム機能

測定値の点滅でSpO<sub>2</sub>低下、脈拍数上昇及び低下をお知らせ  
(SpO<sub>2</sub> 90%以下、PR 120bpm以上/50bpm以下)



### 表示切換えボタン

2方向の表示切換え

### 脈波形表示

測定値の信頼性の確認に



#### 仕様

測定方式	パルスオキシメトリ法
測定範囲	[SpO <sub>2</sub> ] 0~99% [脈拍数] 30~250回/分
測定精度	[SpO <sub>2</sub> ] 70~99% ±2digits, 60~69% ±3digits 59%以下は規定せず [脈拍数] ±2% 又は ±2回/分のうち大きい方
電源	3V(単4アルカリ電池 x2) 連続使用時間 約35時間
寸法/重量	(幅)34 x (高)31 x (奥行)62mm / 約57g(電池含む)
認証番号	221AABZX00142000
構成	本体、ネックストラップ、単4アルカリ電池 x2 収納ポーチ、取扱説明書、医療機器添付文書

#### オプションプローブ

品名 (パーツナンバー)	価格(税抜)	JANコード
① 小児用Ⅲクリッププローブ (PDT-OP-PWJ073)	18,000円	4582244689624
② 小児用Ⅲモニタプローブ (PDT-OP-PWJ074)	18,000円	4582244689631
③ 成人用Ⅲクリッププローブ (PDT-OP-PWJ080)	18,000円	4582244690699
④ 成人用Ⅲモニタプローブ (PDT-OP-PWJ075)	18,000円	4582244689648



医療者測定用  
(PMP-100A)



自己測定用  
(PMP-100B)



- 小型・軽量
  - シンプル操作と画面表示
  - 自動ON/OFF
- 医療従事者用／自己測定用の2機種

- カラー表示
- 2方向の表示切換え
- 自動ON/OFF
- アラーム機能(測定値の点滅による)



## PulseOne PMP-100

39,800円(税抜)

[P/N] PDT-PMP100A / PDT-PMP100B  
[JAN] 4582244689365 / 4582244689372

## Fingertip Oximeter POD-3

22,000円(税抜)

[P/N] PDT-POD3  
[JAN] 4582244689433

PulseOne PMP-100	仕様	フィンガーチップOximeter POD-3
パルスオキシメトリ法	測定方式	パルスオキシメトリ法
[SpO <sub>2</sub> ] 0~99%    [脈拍数] 30~250回/分	測定範囲	[SpO <sub>2</sub> ] 35~99%    [脈拍数] 30~240回/分
[SpO <sub>2</sub> ] 70~99%: ±2digits, 60~69%: ±3digits 59%以下は規定せず [脈拍数] ±2% 又は ±2回/分のうち大きい方	測定精度	[SpO <sub>2</sub> ] 70~99%: ±2digits, 69%以下は規定せず [脈拍数] ±2% 又は ±2回/分のうち大きい方
3V (CR2032 コイン型リチウム電池 x1) 連続使用時間: 約12時間	電源	3V (単4アルカリ電池×2) 連続使用時間: 約40時間
37(幅) × 25(高) × 55(奥行)mm / 約26g(電池含む)	寸法/重量	36(幅) × 33(高) × 66(奥行)mm / 約60g(電池含む)
221AHBZX00003000	認証番号	223AFBZX00099000
本体、ストラップ、コイン型リチウム電池 収納ポーチ、取扱説明書、医療機器添付文書	構成	本体、ネックストラップ、単4アルカリ電池 x2 取扱説明書、医療機器添付文書

製造販売業者



パシフィックメディコ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-12

TEL: 03-3500-0816 FAX: 03-3862-9693

www.pacific-medico.com