




PulseONE III

P M P - 1 3 5

39,800円 (税抜)


- メタリックブラック [P/N] PDT-PMP135MBK (JANコード 4582244697582)
- シルバーホワイト [P/N] PDT-PMP135SWH (JANコード 4582244697575)
- マンゴーオレンジ [P/N] PDT-PMP135MOR (JANコード 4582244697599)

- 耐衝撃性、遮光性に優れたデザイン
- 自動ON/OFF
- オプションプロープにより小児測定可能
- 脈拍数 120bpm以上/50bpm以下
SpO₂ 90%以下で点滅表示
- 日常使用に便利な機能を追加しました



測定値呼び出し機能

指を入れずにボタンを押すと、前回の測定値が再表示されます。



カウントアップ機能

測定を開始してからの時間が表示されます。(最大10分までカウント)



マンゴーオレンジ



メタリックブラック



シルバーホワイト



仕様	
測定方式	パルスオキシメトリ法
測定範囲	[SpO ₂] 0~99% [脈拍数] 30~250回/分
測定精度	[SpO ₂] 70~99% ±2digits, 60~69% ±3digits 59%以下は規定せず [脈拍数] ±2% 又は ±2回/分のうち大きい方
電源	3V(単4アルカリ電池 x2) 連続使用時間 約35時間
寸法/重量	(幅)41 x (奥行)33 x (高)66mm / 約63g(電池含む)
認証番号	221AABZX00142000
構成	本体、ネックストラップ、単4アルカリ電池 x2 収納ポーチ、取扱説明書、医療機器添付文書

オプションプロープ		
品名 (パーツナンバー)	価格(税抜)	JANコード
① 小児用Ⅲクリッププロープ (PDT-OP-PWJ073)	18,000円	4582244689624
② 小児用Ⅲモニタプロープ (PDT-OP-PWJ074)	18,000円	4582244689631
③ 成人用Ⅲクリッププロープ (PDT-OP-PWJ080)	18,000円	4582244690699
④ 成人用Ⅲモニタプロープ (PDT-OP-PWJ075)	18,000円	4582244689648

● 外観、仕様改良のため予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。



医療者測定用
(PMP-100A)



自己測定用
(PMP-100B)



- 小型・軽量
 - シンプル操作と画面表示
 - 自動ON/OFF
- 医療従事者用／自己測定用の2機種

- カラー表示
- 2方向の表示切換え
- 自動ON/OFF
- アラーム機能(測定値の点滅による)



PulseOne PMP-100

39,800円(税抜)

[P/N] PDT-PMP100A / PDT-PMP100B
[JAN] 4582244689365 / 4582244689372

Fingertip Oximeter POD-3

22,000円(税抜)

[P/N] PDT-POD3
[JAN] 4582244689433

PulseOne PMP-100	仕様	フィンガーチップOximeter POD-3
パルスオキシメトリ法	測定方式	パルスオキシメトリ法
[SpO ₂] 0~99% [脈拍数] 30~250回/分	測定範囲	[SpO ₂] 35~99% [脈拍数] 30~240回/分
[SpO ₂] 70~99%: ±2digits, 60~69%: ±3digits 59%以下は規定せず [脈拍数] ±2% 又は ±2回/分のうち大きい方	測定精度	[SpO ₂] 70~99%: ±2digits, 69%以下は規定せず [脈拍数] ±2% 又は ±2回/分のうち大きい方
3V (CR2032 コイン型リチウム電池 x1) 連続使用時間: 約12時間	電源	3V (単4アルカリ電池×2) 連続使用時間: 約40時間
37(幅) × 25(高) × 55(奥行)mm / 約26g(電池含む)	寸法/重量	36(幅) × 33(高) × 66(奥行)mm / 約60g(電池含む)
221AHBZX00003000	認証番号	223AFBZX00099000
本体、ストラップ、コイン型リチウム電池 収納ポーチ、取扱説明書、医療機器添付文書	構成	本体、ネックストラップ、単4アルカリ電池 x2 取扱説明書、医療機器添付文書

製造販売業者



パシフィックメディコ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-12

TEL: 03-3500-0816 FAX: 03-3862-9693

www.pacific-medico.com

