

# 音によるアラーム機能搭載

SpO<sub>2</sub>・脈拍数のアラーム設定可能



**P**  
MEDICO



成人・小児 デジタルパルスオキシメータ

## **PulseWatch** **PMP-200 MII**

標準価格 **74,000**円(税抜)

### 構成品

本体 ネックストラップ  
腕時計型ベルト 専用ACアダプタ  
取扱説明書  
医療機器添付文書

- 1台でハンドヘルドタイプ、リストタイプ、机上据置タイプと多用途に使用可能
- 大きく見やすいマルチカラーのOLED表示、表示は4方向に切替えが可能
- 充電式バッテリーとACアダプタの2通りによる長時間測定が可能
- プロブ6種類を用意、小児から成人まで幅広く使用可能

# 成人から小児まで対応する6種類のオプションプローブをラインナップ。



Pulse Watch PMP-200MII 製品仕様			
SpO <sub>2</sub>	測定範囲	0 ~ 99%	
	測定精度	70 ~ 99% ± 2digits	
		60 ~ 69% ± 3digits 59%以下 規定せず	
脈拍数	測定範囲	30 ~ 250回/分	
	測定精度	±2% または ±2回/分のうち大きい方	
アラーム	SpO <sub>2</sub>	下限値 60%~96%	
	脈拍数	下限値	30bpm~60bpm
		上限値	100bpm~250bpm
表示	カラー有機EL		
温度条件	使用時	0℃~+40℃	
	輸送及び保管時	-10℃~+50℃	
湿度条件	使用時	10%~90%(結露なし)	
	輸送及び保管時	10%~95%(結露なし)	
電源	専用ACアダプタ	および 充電式リチウムイオンバッテリー	
		バッテリー使用時の連続測定時間	25時間以上
寸法	80mm幅×27mm高×47mm奥行		
重量	約60g(電池含む)		
業事認証番号	222AABZX00169000		

品名	パーツナンバー	標準価格(税抜)	JANコード
PMP-200MII	PDT-PMP200MIU	¥ 74,000	4582244693324
アクセサリ			
成人用クリッププローブ	PDT-OP-PWJ061	¥ 24,000	4582244689983
成人用クリッププローブS	PDT-OP-PWJ086	¥ 24,000	4582244693805
小児用クリッププローブ	PDT-OP-PWJ062	¥ 24,000	4582244689990
成人用モニタプローブ	PDT-OP-PWJ063	¥ 24,000	4582244690002
小児用モニタプローブ	PDT-OP-PWJ064	¥ 24,000	4582244690019
フレックスプローブ	PDT-OP-PWJ067	¥ 24,000	4582244690026
ネックストラップ(10本入)	PDT-PMW001	¥ 10,000	4582244689457
腕時計型ベルト(5本入)	PDT-PWJ026	¥ 5,000	4582244689761
専用ACアダプタ	PDT-PWJ071	¥ 2,000	4582244690675

※PMP-200MIIは、プローブが別売りとなっております。  
アクセサリにあるプローブのいずれかをご購入していただく必要があります。

● 外観、仕様改良のため予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。