



医療者測定用
(PMP-100A)



自己測定用
(PMP-100B)



- 小型・軽量
 - シンプル操作と画面表示
 - 自動ON/OFF
- 医療従事者用／自己測定用の2機種

- カラー表示
- 2方向の表示切換え
- 自動ON/OFF
- アラーム機能(測定値の点滅による)



PulseOne PMP-100

39,800円(税抜)

[P/N] PDT-PMP100A / PDT-PMP100B
[JAN] 4582244689365 / 4582244689372

Fingertip Oximeter POD-3

22,000円(税抜)

[P/N] PDT-POD3
[JAN] 4582244689433

PulseOne PMP-100	仕様	フィンガーチップOximeter POD-3
パルスオキシメトリ法	測定方式	パルスオキシメトリ法
[SpO ₂] 0~99% [脈拍数] 30~250回/分	測定範囲	[SpO ₂] 35~99% [脈拍数] 30~240回/分
[SpO ₂] 70~99%: ±2digits, 60~69%: ±3digits 59%以下は規定せず [脈拍数] ±2% 又は ±2回/分のうち大きい方	測定精度	[SpO ₂] 70~99%: ±2digits, 69%以下は規定せず [脈拍数] ±2% 又は ±2回/分のうち大きい方
3V (CR2032 コイン型リチウム電池 x1) 連続使用時間: 約12時間	電源	3V (単4アルカリ電池×2) 連続使用時間: 約40時間
37(幅) × 25(高) × 55(奥行)mm / 約26g(電池含む)	寸法/重量	36(幅) × 33(高) × 66(奥行)mm / 約60g(電池含む)
221AHBZX00003000	認証番号	223AFBZX00099000
本体、ストラップ、コイン型リチウム電池 収納ポーチ、取扱説明書、医療機器添付文書	構成	本体、ネックストラップ、単4アルカリ電池 x2 取扱説明書、医療機器添付文書

製造販売業者



パシフィックメディコ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-12

TEL: 03-3500-0816 FAX: 03-3862-9693

www.pacific-medico.com