

テスト・ラング

肺のコンプライアンスと気道負荷を正確にシミュレート



テスト・ラング 小児用
6012



テスト・ラング 成人用
6011



P
MEDICO

コンパクト

呼吸回路に簡単セットアップ —— 簡便性向上

シリコンバック採用

内部のシリコンバッグは取り外して分解洗浄可能
オートクレーブ 121℃ 15分

成人用と小児用

成人用と小児用をラインナップ

ストッパーを回転して外す



ストッパーを抜いて分解





テスト・ラング 成人用
6011



テスト・ラング 小児用
6012



仕様	6011 (成人用)	6012 (小児用)
容 量	0-600ml (with 1L bag)	0-400ml (with 0.5L bag)
重 量	230g	140g
大 き さ	299×100×43mm	240×105×45mm
コンプライアンス	0.02L/cmH ₂ O	0.01L/cmH ₂ O
レジスタンス	5cmH ₂ O/L/Sec	5cmH ₂ O/L/Sec
価 格 (税抜)	14,600円	15,800円
コンプライアンス特性		
レジスタンス特性		

● 外観、仕様改良のため予告なく変更される場合がございますのでご了承ください。

発売元



パシフィックメディコ 株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-5-12

TEL: 03-5800-0816 FAX: 03-3862-9693

www.pacific-medico.com

製造業者

Aplus Medical Supplies Corporation